

Distribué par :
Ascensia Diabetes Care
France SAS
20/26 Boulevard du Parc
92200 Neuilly sur Seine
France

0 800 34 22 38 Service & appel
gratuits

Gedistribueerd door:
Distribué par :
Vertrieb durch:
Bayer NV-SA
J.E. Mommaertslaan 14
BE-1831 Diegem (Machelen)
België / Belgique / Belgien
Lokale vertegenwoordiger:
Ascensia Diabetes Care NV-SA
Pegasuslaan 5
BE-1831 Diegem (Machelen)
België / Belgique / Belgien
Tel.: 0800 97 212 (BE)
Tel.: 800 27 254 (LU)
info@ascensiadibetescare.be
Vertrieb für die Schweiz:
Distribution pour la Suisse :
Distributore per la Svizzera:
Ascensia Diabetes Care
Switzerland AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel
Switzerland
Tel.: 044 465 83 55
Fax: 044 465 82 82
info@ascensia.ch
www.ascensia-diabetes.ch

www.diabetes.ascensia.com

Fabriqué en Pologne. • Prodotto in Polonia. • Hergestellt
in Polen. • Gefabriceerd in Polen.

Lokale vertegenwoordiger:
Ascensia Diabetes Care
Netherlands B.V.
Vermogenweg 107
3641 SR Mijdrecht
Nederland
Tel: 0800 235 22 937
info@ascensia.nl
www.diabetes.ascensia.nl
Distributeur:
Bayer B.V.
Energieweg 1
3641 RT Mijdrecht
Nederland
Vertrieb durch:
Bayer Vital GmbH
51368 Leverkusen
Deutschland
Ascensia Diabetes Service
Tel. 0800 7261880
(kostenfrei)
www.diabetes.ascensia.de
Vertrieb durch:
Ascensia Diabetes Care
Austria GmbH
Mariahilfer Straße 123/3
1060 Wien
Österreich
Tel.: 0800 220 110
www.diabetes.ascensia.at

Microlet®

Lancettes Colorées • Lancette Colorate • Farbige Lanzetten • Gekleurde Lancetten



Tourner d'un ¼ de tour le capuchon protecteur rond de la lancette, sans toutefois l'enlever. • Allentare il cappuccio di protezione rotondo della lancetta ruotandolo di ¼ di giro, ma senza rimuoverlo. • Drehen Sie die Schutzkappe einer Lanzette um eine Viertelumdrehung, nehmen Sie sie aber nicht ab. • Maak het ronde bescherm dopje van een lancet los door het dopje een kwartslag te draaien, maar verwijder het dopje niet.



Insérer fermement la lancette dans l'autopiqueur jusqu'à ce qu'elle soit complètement bloquée. • Inserire saldamente la lancetta nel dispositivo di prelievo fino in fondo. • Stecken Sie die Lanzette bis zum Anschlag in die Stechhilfe. • Steek het lancet stevig in het prikapparaat totdat het lancet niet verder kan.



Enlever le capuchon protecteur rond de la lancette. Le conserver pour l'élimination de la lancette usagée. • Svitare il cappuccio di protezione rotondo della lancetta. Conservarlo per il successivo smaltimento della lancetta usata. • Drehen Sie die Schutzkappe von der Lanzette ab. Halten Sie sie bereit, um die benutzte Lanzette später zu entsorgen. • Draai het ronde bescherm dopje van het lancet af. Bewaar de dop om te gebruiken bij het weggooien van het gebruikte lancet.

Éjecter et éliminer la lancette usagée. Consulter les instructions fournies avec l'autopiqueur. • Espulsione e smaltimento della lancetta usata. Consultare le istruzioni fornite con il dispositivo di prelievo. • Werfen Sie die gebrauchte Lanzette aus und entsorgen Sie sie. Bitte beachten Sie die Anweisungen zu Ihrer Stechhilfe in der Bedienungsanleitung. • Werp het gebruikte lancet uit en gooi het weg. Zie de instructies bij uw prikapparaat.



X09A5S
2017-01
2022-01

Microlet®

Lancettes Colorées • Lancette Colorate
• Farbige Lanzetten • Gekleurde Lancetten

STERILE

STÉRILE (par irradiation) : Ne pas utiliser si le capuchon protecteur a été retiré.

STERILE (sterilizzato mediante radiazioni): non usare se il cappuccio protettivo è già stato rimosso.

STERIL (durch Bestrahlung): Nicht benutzen, wenn die Schutzkappe bereits entfernt wurde.

STERIEL (met behulp van bestraling): Niet gebruiken als het bescherm dopje eerder al is verwijderd.

Ascensia et le logo Ascensia Diabetes Care sont des marques commerciales d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Microlet et une marque déposée d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Bayer et la croix Bayer sont des marques déposées de Bayer • Ascensia et le logo Ascensia Diabetes Care sono marchi commerciali di Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Microlet è un marchio registrato di Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Bayer e la croce Bayer sono marchi registrati di Bayer • Ascensia und das „Ascensia Diabetes Care“-Logo sind Marken von Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Microlet ist eine eingetragene Marke von Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Bayer und das Bayer Kreuz sind eingetragene Marken von Bayer • Ascensia en het Ascensia Diabetes Care-logo zijn handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Microlet is een geregistreerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Bayer en het Bayer Kruis zijn geregistreerde handelsmerken van Bayer.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

ASCENSIA
Diabetes Care



REF 85255843