


200
Lancettes siliconées

TIRER POUR OUVRIR.

FR À utiliser avec les autopiqueurs de la gamme Microlet®.



Instructions :
Consulter la notice fournie avec l'autopiqueur pour obtenir des instructions relatives à la réalisation d'un test au bout du doigt et pour en apprendre plus sur la sécurité et les performances.

Utilisation prévue : Les lancettes Microlet® sont des dispositifs stériles à usage unique conçus pour prélever un échantillon de sang capillaire chez l'adulte ou l'enfant, dans le cadre d'une surveillance de la glycémie. Les lancettes ne sont pas indiquées pour une utilisation chez le nouveau-né.

ATTENTION : Tenir hors de portée des enfants. Ce produit contient de petites pièces, susceptibles de provoquer un étouffement si elles sont accidentellement avalées.

Importé et distribué par :
Ascensia Diabetes Care France SAS
CS20073
20/26 Boulevard du Parc
92521 Neuilly sur Seine CEDEX
France

0 800 34 22 38
Service & appel gratuits

6584 FRENCH REIMBURSEMENT LABEL
W 1.772" x H 1.379"

www.diabetes.ascensia.com
Fabriqué en Pologne.

Microlet
Lancettes colorées

Test facile

Microlet
Lancettes colorées

REF 81132381
STERILE R

La lancette reste stérile jusqu'à ce que le capuchon protecteur rond soit retiré. Ne pas utiliser la lancette si elle est endommagée ni en cas d'ouverture involontaire. Toujours éliminer les lancettes usagées comme tout déchet médical.

Si un incident grave survient lors de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son utilisation, veuillez le signaler au fabricant et/ou à son représentant légal et aux autorités de votre pays.

0°C - 40°C

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merzli-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland
Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Venezia, 102
20156 Milano, Italy

MD
i
CE 2797

90011218 6584 Rev. 03/23
© 2023 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés.

Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care et Microlet sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

